



Ta i bruk chat i Forum Web (Mac)

For å ta i bruk chat i Forum Web må det lastes ned et program på **alle Mac'er som skal ha tilgang til chatten.**


Programmet finner du under «Brukerinnstillinger»




Inne i «Brukerinnstillinger» nederst på siden trykker du på «Last ned Fürst Assistent for skrivebord»




Last ned «FurstAssistent for pilotbrukere av chat».




Åpne Fürst Assistent som du nå har lastet ned.




Installeringsveiledningen til Fürst Assistent åpner seg. Trykk på «Fortsett»




Deretter trykker du på «Installer»




Trykk på «OK» i boksen som åpner seg



Etter installeringen er vellykket trykker du på «Lukk»




Furst Assistent installeren kan flyttes til papirkurv etter installasjonen er ferdig.




Søk opp Furst Assistent i Spotligtsøk (forstørrelsesglass oppe i høyre hjørne) og trykk på programmet for å starte det.



For å åpne chatvinduet trykker du på snakkeboblene oppe til høyre i Forum Web.



Chatvinduet åpner seg, og man må logge inn med HelseID på nytt.



Trenger du bistand eller har spørsmål?

Ta kontakt med markedsavdelingen på tlf: 22 90 96 69 eller e-post: marked@furst.no